



# Piash

## Glutacid

### Средство дезинфицирующее

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Артикул 13-5093 – 20 л

#### Описание

- Предназначено для профилактической и вынужденной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, приборов и технологического оборудования, тары, инвентаря, лабораторной посуды, предметов ухода за больными животными, изделий ветеринарного назначения (включая инструменты), санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, спецодежды и обуви обслуживающего персонала, транспорта для перевозки животных и птицы (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт), а также для перевозки сырья и продукции животного происхождения, системы подачи воды для поения животных, заправки дезбарьеров, дезковриков и т.п., аэрозольной дезинфекции помещений, дезинфекции инкубационных яиц.



#### Область применения

На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, объектах ветеринарного надзора (животноводства, свиноводства, звероводства, птицеводства, рыболовства, пчеловодства): производственные помещения; инкубатории, яйцесклады; помещения молочных блоков и кормокухонь; помещения для вскрытия трупов, цеха утилизации; убойные цеха и санитарные бойни; складские помещения, изоляторы, боксы, карантинные базы и другие подконтрольные объекты, с которыми соприкасалась продукция животного происхождения, неблагополучная в ветеринарно-санитарном отношении; открытые объекты (рампы, эстакады, платформы); места скопления животных (территории и объекты предубойного содержания, рынки); ветеринарные клиники, лаборатории, виварии, питомники, цирки и зоопарки; территории вокруг помещений, выгулы, дороги.

#### Способ применения

В соответствии с инструкцией по применению № 1/26.

#### Состав

>30% вода деионизированная, ЧАС (алкилдиметилбензиламмония хлорид – 10%, дидецилдиметиламмоний хлорид – 5%), глутаровый альдегид – 7,5%, спирт изопропиловый – 10%.

Показатель pH ≈ 4,5

#### Меры предосторожности

Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи рук.




#### Транспортирование

Транспортирование средства осуществляют любым видом транспорта в упаковке производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность продукции и тары.

#### Хранение

Хранить в плотно закрытой упаковке предприятия-изготовителя в тёмном, сухом, вентилируемом помещении при температуре от минус 30°C до плюс 35°C. Средство замерзает. После размораживания перед использованием средство рекомендуется перемешать.

**Срок годности:** 2 года с даты изготовления, при условии хранения в оригинальной упаковке завода-изготовителя.



Продукт разработан для профессионального применения. Компания-производитель не несет ответственности за неправильное использование и хранение средства.

Произведено в России

[www.himpromlab.com](http://www.himpromlab.com)

Наука для бизнеса